

BITO Thermo

»MB«

BITO

LAGERTECHNIK

☎ + (49) 6753 - 12 24 20

✉ mb@bito.de

Ein neues, innovatives Verpackungssystem für den Transport temperatur-empfindlicher Waren



Der BITO Thermo »MB« ist ein Transportbehälter, der aus einem BITO-Mehrwegbehälter »MB« in Kombination mit einem Isolations- und Dämpfungsinlay besteht. Der Behälter kann durch Einsatz von Kühlakkus temperiert werden.

Das Besondere an dem Inlay ist, dass es ebenso wie der Behälter volumensparend gelagert werden kann. Sollen Behälter und Inlay vorgekühlt werden, verbrauchen sie wenig vom kostbaren Volumen des Kühlraums.

Eigenschaften:

- Passive Kühlung ohne Trockeneis
- Kontrollierter Temperaturbereich
- Volumenreduzierbar
- Leicht zu reinigen, autoklavierbar
- Mehrweg: 100% recycelbar
- Ungiftige Systemkomponenten

Nettoinnenvolumen:

MBD 43271 Thermo: ca. 22,5 Liter

MBD 64271 Thermo: ca. 47,0 Liter

A new innovative packaging system for thermo-sensitive goods



BITO's Thermo »MB« is a transport container combined with an insulating and shock absorbing inlay made of PP foam. The lid of the inlay can be equipped with ice packs to keep the temperature inside the container at an even level.

After nesting the empty containers and unfolding / stacking the inlays, the system allows maximum use of storage space – an interesting feature which helps you save costs if the system is to be pre-cooled in expensive coldrooms.

Features:

- Passive cooling /no dry-ice
- Avoids strong temperature fluctuations
- Volume-saving
- Easy to clean and sterilize
- 100% recycling possible
- Non toxic components

Net volume:

MBD 43271 Thermo: app. 22.5 litres


MBD 64271 Thermo: app. 47.0 litres

Temperaturbereich:
2°C - 18°C bzw.
Umgebungstemperatur

Temperaturhaltezeit:
24 Stunden

Temperature range:
2°C - 18°C

Time span:
24 hours



Anwendungen:

Transport temperaturempfindlicher und/oder stoßempfindlicher Produkte wie:

- Arzneimittel
- Lebensmittel
- Lacke, Farben, Klebstoffe
- Elektronikbauteile

Anwendung:

Diagnostische/Medizinische Proben

Der Thermo »MB« ist BAM zertifiziert gem.:

P 650 - Recommendations on The transport of Dangerous Goods der Vereinten Nationen / ADR 2003 / RID 2003 / IMDG-Code 2003 / ICAO-TI 2003-2004/IATA

[Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) Ref.-No III.12/100222]

Innenabmessungen:

MBD 43271 Thermo: oben: 350 x 270 mm
unten: 270 x 190 mm
MBD 64271 Thermo: oben: 485 x 315 mm
unten: 455 x 285 mm

Applications:

Transport of temperature-sensitive or shock sensitive products or goods such as:

- Pharmaceuticals
- Food
- Varnish, lacquer, adhesives, paints
- Electronic components

Application:

Diagnostic or medical specimen

The BITO Thermo »MB« meets the requirements of:

P 650 - Recommendations on The transport of Dangerous Goods of the United Nations / ADR 2003 / RID 2003 / IMDG-Code 2003 / ICAO-TI 2003-2004/IATA

[Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) Ref.-No III.12/100222]

Inside dimensions:

MBD 43271 Thermo: top: 350 x 270 mm
bottom: 270 x 190 mm
MBD 64271 Thermo: top: 485 x 315 mm
bottom: 455 x 285 mm

(D)	BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH	Tel.: +49 - (0)67 53 122-0	Fax: +49 - (0)67 53 122-399	eMail: info@bito.de
(CH)	BITO-Lagertechnik Bittmann AG	Tel.: +41 - (0)41 7 90 20 64	Fax: +41 - (0)41 7 90 43 28	eMail: info@bito.ch
(F)	BITO SYSTEMES	Tél.: +33 - (0)820 821 133	Fax: +33 - (0)820 821 135	eMail: info@bito.fr
(B) (NL)	BITO Systems nv	Tel.: +32 - (0)3 870 99 00	Fax: +32 - (0)3 870 99 01	eMail: info@bitosystems.com
(UK)	BITO STORAGE SYSTEMS LTD	Tel.: +44 - (0)24 7638 8850	Fax: +44 - (0)24 7638 8860	eMail: info@bito.co.uk
(E)	BITO Sistemas de Almacenaje, S.L.	Tel.: +34 - 93 770 97 20	Fax: +34 - 93 777 84 54	eMail: info@bito.es
(DK)	BITO Lagertechnik A/S	Tel.: +45 - 70 21 51 51	Fax: +45 - 65 90 52 41	eMail: info@bitodanmark.dk
(HU) (RO)	BITO Raktártechnika Kft.	Tel.: +36 - 22 258 088	Fax: +36 - 22 258 089	eMail: info@bito.hu
(I)	BITO-Lagertechnik Verkaufsbüro Italien	Tel.: +39 - 011 906 32 42	Fax: +39 - 011 906 32 44	eMail: info@bitoitalia.it
(A)	HLF Heiss Ges.m.b.H.	Tel.: +43 - (0)26 26 58 70	Fax: +43 - (0)26 26 58 75	eMail: info@bito.at